

VBM Manchette à pression

- transparente -

Transparent

- permet la vision de la poche et du niveau de liquide

Conception spécifique: enroulement

- la poche peut être positionnée rapidement et facilement

Matériau: polyuréthane

- facile à nettoyer
- réutilisable
- longévité
- sans latex

Manomètre de précision anti-choc

- précis
- sûr
- anti-choc et longévité

Robinet 3 voies

- assure une vidange complète et rapide de la manchette


Grande poire de gonflage

- pour un gonflage rapide



VBM France sarl

ZAC de la Ferrage, Avenue Maréchal Leclerc, 13980 Alleins
Tél: 04 42 46 79 53, Fax: 04 42 46 79 54, e-mail: info@vbm-medical.fr



Manchette à pression 500ml,
avec manomètre et poire de gonflage

REF 57-08-050

Manchette à pression 1000ml,
avec manomètre et poire de gonflage

REF 57-08-100



Manchette à pression 500ml,
avec poire et indicateur de pression

REF 57-02-050

Manchette à pression 1000ml,
avec poire et indicateur de pression

REF 57-02-100



Accessoires



Manchette seule 500ml

REF 57-71-050

Manchette seule 1000ml

REF 57-71-100



Manomètre 0-300mmHg

REF 34-17-300



Poire de gonflage

avec indicateur de pression

REF 51-02-666



Poire de gonflage

REF 51-03-666

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 • DE-72172 Sulz a.N. • Germany

Tel.: +49 7454 / 959610 • Fax: +49 7454 / 959633 • e-mail: info@vbm-medical.de • www.vbm-medical.de

