

## GUEDEL TUBUS

### Oropharyngealer Luftweg mit Möglichkeit zur ET Tubusfixation

- Schiene und seitliche Klammer ermöglichen Fixation des ET Tubus' direkt am Guedel Tubus
- harter Beißblock, jedoch weicher Tubus
- gleichbleibendes Lumen ermöglicht die Verwendung von Absaugkathetern maximaler Größe
- seitliche Öffnung mit glatter Innenfläche erleichtert Absaugung und einfache Reinigung des Produktes

autoklavierbar, Material: PUR

Größe	Farbkodierung	Länge	Guedel Tubus	VE
000	hellblau	3,5 cm	<b>REF 40-40-007</b>	10
00	dunkelblau	5,0 cm	<b>REF 40-40-008</b>	10
0	schwarz	6,0 cm	<b>REF 40-40-009</b>	10
1	weiß	7,0 cm	<b>REF 40-40-010</b>	10
2	grün	8,5 cm	<b>REF 40-40-020</b>	10
3	gelb	9,0 cm	<b>REF 40-40-030</b>	10
4	rot	10,0 cm	<b>REF 40-40-040</b>	10
5	violett	11,0 cm	<b>REF 40-40-050</b>	10



zum Einmalgebrauch, steril  
Material: EVA

Größe	Farbkodierung	Länge	Guedel Tubus	Guedel Tubus mit elastischem Halsband	VE
000	hellblau	3,5 cm	<b>REF 40-20-007-1</b>	<b>REF 40-26-007-1</b>	30
00	dunkelblau	5,0 cm	<b>REF 40-20-008-1</b>	<b>REF 40-26-008-1</b>	30
0	schwarz	6,0 cm	<b>REF 40-20-009-1</b>	<b>REF 40-26-009-1</b>	30
1	weiß	7,0 cm	<b>REF 40-20-010-1</b>	<b>REF 40-26-010-1</b>	30
2	grün	8,5 cm	<b>REF 40-20-020-1</b>	<b>REF 40-26-020-1</b>	30
3	gelb	9,0 cm	<b>REF 40-20-030-1</b>	<b>REF 40-26-030-1</b>	30
4	rot	10,0 cm	<b>REF 40-20-040-1</b>	<b>REF 40-26-040-1</b>	30
5	violett	11,0 cm	<b>REF 40-20-050-1</b>	<b>REF 40-26-050-1</b>	30

## BEISSBLOCK

### Orale Tubusfixation für Endotrachealtuben, Larynx-Tuben und Larynx-Masken

- Tubus klappt in den Beißblock und wird somit vor Okklusion geschützt



autoklavierbar, Material: PUR

Größe	passend für	Beißblock	VE
4	ET Tubus 6,5-8,0 mm	<b>REF 40-70-040</b>	10
5	ET Tubus 8,5-11,0 mm Larynx-Tubus # 2 + 2.5 Larynx-Maske # 2 + 2.5	<b>REF 40-70-050</b>	10
6	Larynx-Tubus # 3, 4, 5 Larynx-Maske # 3, 4, 5	<b>REF 40-70-060</b>	10

zum Einmalgebrauch, steril  
Material: EVA

Beißblock	VE	Beißblock mit elastischem Halsband	VE
<b>REF 40-60-040-1</b>	25	<b>REF 40-66-040-1</b>	20
<b>REF 40-60-050-1</b>	25	<b>REF 40-66-050-1</b>	20
<b>REF 40-60-060-1</b>	25	<b>REF 40-66-060-1</b>	20