


Guedel Tuben

Oropharyngealer Luftweg mit Möglichkeit zur ET Tubusfixation

- Schiene und seitliche Klammer ermöglichen Fixation des ET Tubus' direkt am Guedel Tubus
- harter Beißblock, jedoch weicher Tubus
- gleichbleibendes Lumen ermöglicht die Verwendung von Absaugkathetern maximaler Größe
- seitliche Öffnung mit glatter Innenfläche erleichtert Absaugung und einfache Reinigung des Produktes



Größe	Farbcode	Länge (cm)	autoklavierbar bis 134°C	VE	zum Einmalgebrauch, steril	VE	zum Einmalgebrauch, steril, mit elastischem Halsband	VE
			Material: PU		Material: EVA		Material: EVA	
000	hellblau	3,5	40-40-007	10	40-20-007-1	30	40-26-007-1	30
00	dunkelblau	5,0	40-40-008	10	40-20-008-1	30	40-26-008-1	30
0	schwarz	6,0	40-40-009	10	40-20-009-1	30	40-26-009-1	30
1	weiß	7,0	40-40-010	10	40-20-010-1	30	40-26-010-1	30
2	grün	8,5	40-40-020	10	40-20-020-1	30	40-26-020-1	30
3	gelb	9,0	40-40-030	10	40-20-030-1	30	40-26-030-1	30
4	rot	10,0	40-40-040	10	40-20-040-1	30	40-26-040-1	30
5	violett	11,0	40-40-050	10	40-20-050-1	30	40-26-050-1	30

Beißblöcke

Orale Tubusfixation für Endotrachealtuben, Larynx-Tuben und Larynx-Masken

- Tubus klippt in den Beißblock und wird somit vor Okklusion geschützt



Größe	passend für	Größe	autoklavierbar bis 134°C	VE	zum Einmalgebrauch, steril	VE	zum Einmalgebrauch, steril, mit elastischem Halsband	VE
			Material: PU		Material: EVA		Material: EVA	
4	ET Tubus	6,5-8,0 mm	40-70-040	10	40-60-040-1	25	40-66-040-1	20
5	ET Tubus	8,5-11,0 mm	40-70-050	10	40-60-050-1	25	40-66-050-1	20
	Larynx-Tubus	2 + 2,5						
	Larynx-Maske	2 + 2,5						
6	Larynx-Tubus	3, 4, 5	40-70-060	10	40-60-060-1	25	40-66-060-1	20
	Larynx-Maske	3, 4, 5						

Fixationsbänder für Guedel Tuben und Beißblöcke

Schaumstoff-Halsband

REF 40-25-000 VE 5



Elastische Halsbänder

Länge	REF	VE
40 cm	40-06-040	10
55 cm	40-06-055	10
75 cm	40-06-075	10



Schaumstoff-Plättchen

selbstklebend, für Guedel Tubus und Beißblock

Größe	für Größe	REF	VE
klein	000, 1, 2	40-20-011	30
groß	0, 00, 3, 4, 5	40-20-033	30

