


Canules Guedel

Dispositifs oropharyngés avec possibilité de fixer une sonde ET

- ouverture latérale avec surface interne lisse facilitant l'aspiration et permettant un nettoyage aisé
- monobloc, incluant un cale-dents solide et atraumatique, ne réduisant pas la lumière interne
- ergot de fixation pour aider au blocage de la sonde



Taille	Code couleur	Longueur (cm)	autoclavables à 134°C / 10-18mn	boîte	usage unique, stérile	boîte	usage unique, avec bande élastique	boîte
			Matériau : PU		Matériau : EVA		Matériau : EVA	
000	bleu clair	3,5	40-40-007	10	40-20-007-1	30	40-26-007-1	30
00	bleu foncé	5,0	40-40-008	10	40-20-008-1	30	40-26-008-1	30
0	noir	6,0	40-40-009	10	40-20-009-1	30	40-26-009-1	30
1	blanc	7,0	40-40-010	10	40-20-010-1	30	40-26-010-1	30
2	vert	8,5	40-40-020	10	40-20-020-1	30	40-26-020-1	30
3	jaune	9,0	40-40-030	10	40-20-030-1	30	40-26-030-1	30
4	rouge	10,0	40-40-040	10	40-20-040-1	30	40-26-040-1	30
5	violet	11,0	40-40-050	10	40-20-050-1	30	40-26-050-1	30

Cale-dents

Fixation orale pour sonde Endotrachéale, Tube Laryngé et Masque Laryngé

- assure la fixation de la sonde d'intubation
- la sonde est insérée dans le cale-dents qui lui évite l'occlusion



Taille	pour	Taille	autoclavables à 134°C/ 10-18mn	boîte	usage unique, stérile	boîte	usage unique, stérile, avec bande élastique	boîte
			Matériau : PU		Matériau : EVA		Matériau : EVA	
4	Sonde ET	6,5-8,0 mm	40-70-040 25	10	40-60-040-1	25	40-66-040-1	20
5	Sonde ET	8,5-11,0 mm	40-70-050 25	10	40-60-050-1	25	40-66-050-1	20
	Tube Laryngé	2 + 2.5						
	Masque Laryngé	2 + 2.5						
6	Tube Laryngé	3, 4, 5	40-70-060 25	10	40-60-060-1	25	40-66-060-1	20
	Masque Laryngé	3, 4, 5						

Systèmes de fixation pour Canules Guedel et Cale-dents

Lanière de fixation en mousse

REF 40-25-000 boîte 5



Bande élastique

Longueur REF boîte
 40 cm 40-06-040 10
 55 cm 40-06-055 10
 75 cm 40-06-075 10



Lacettes en mousse

auto-collants pour Canules Guedel et Cale-dents

Taille Pour taille REF boîte
 petit 000,1,2 40-20-011 30
 grand 00,0,3,4,5 40-20-033 30

