

Endoskopiemasken

Ermöglicht die gleichzeitige Beatmung des Patienten parallel zur Endoskopie und erhöht dadurch Patientenkomfort und Arbeitsqualität des Arztes.

zum Einmalgebrauch

Anwendungsgebiete:

- Fiberoptische Intubation
Der ET Tubus kann oral oder nasal entlang des Bronchoskopes durch die dehnbare Öffnung der Membrane intubiert werden. Nach der Intubation wird die Membrane nach innen gedrückt und die Maske kann dadurch problemlos entfernt werden.
- Bronchoskopie
Die Membrane garantiert eine ideale Abdichtung und damit eine effiziente Beatmung vor, während und nach der Bronchoskopie, ohne dass ein Zeitdruck entsteht.
- Gastroenterologie
- Transösophageale Echokardiographie


Größe	Patient	Membrane	REF	VE
0	Neugeborene	2,0 mm	30-40-000	6
1	Babys	2,0 mm	30-40-111	6
3	Kinder	3,0 mm	30-40-333	6
3	Kinder	5,0 mm	30-40-335	6
5	Erwachsene	5,0 mm	30-40-555	6
5	Erwachsene	10,0 mm	30-40-777	6



Fixationsbänder

Material: Silikon, latexfrei, wiederverwendbar, autoklavierbar bis 134°C

Patient	REF	VE
Kinder	35-70-155	10
Erwachsene	35-70-255	10



Fixationsbänder

Material: Velour/Baumwolle

für Maske	REF	VE
# 0 + 1	35-40-622	10
# 3 + 5	35-40-633	10



Haltering

aus PE, Ø 32 mm
passend für Endoskopiemasken

REF 30-40-266 VE 10



Bronchoskop-Einführtuben

mit integriertem Beißschutz
zum Einmalgebrauch, steril

- schützen teures Equipment vor Beschädigung
- dienen als Führung für Bronchoskop und Tubus

Größe	Länge	REF	VE
0	36 mm	30-40-400-1	10
2	65 mm	30-40-420-1	10
4	85 mm	30-40-440-1	10



Silikon-Masken

latexfrei, wiederverwendbar, autoklavierbar bis 134°C

mit Plastikdom und belüftbarem Kissen

Größe	Patient	Farbe	REF	VE
2	Kinder	grün	35-70-222	1
3	Erwachsene klein	gelb	35-70-223	1
4	Erwachsene mittel	rot	35-70-224	1
5	Erwachsene groß	violett	35-70-225	1
6	Erwachsene extra groß	blau	35-70-226	1



mit Plastikdom

Größe	Patient	Farbe	REF	VE
3	Erwachsene klein	gelb	80-11-003	10
4	Erwachsene mittel	rot	80-11-004	10
5	Erwachsene groß	violett	80-11-005	10



Bi-Maske

Silikonmaske mit innenliegendem Kunststoffrahmen (PSU)

Größe	Patient	Farbe	REF	VE
3	Erwachsene klein	gelb	35-65-223	1
4	Erwachsene mittel	rot	35-65-224	1
5	Erwachsene groß	violett	35-65-225	1
6	Erwachsene extra groß	blau	35-65-226	1



Kindermasken Vollsilikon

latexfrei, autoklavierbar bis 134°C


Rendell Baker Masken

Größe	Patient	REF	VE
0	Neugeborene	35-60-000	10
1	Babys	35-60-001	10
2	Kleinkinder	35-60-002	10
3	Kinder	35-60-003	10



Masken, rund

Größe	Patient	REF	VE
0	Neugeborene	80-11-000	10
1	Babys	80-11-001	10
2	Kinder	80-11-002	10



Masken & Beatmungsbeutel, zum Einmalgebrauch

PVC-Masken

mit belüftbarem Kissen, zum Einmalgebrauch


Größe	Patient	Farbcode	Anschluss	REF	VE
1	Neugeborene	-	15 mm A.D.	35-40-201	10
2	Babys	-	15 mm A.D.	35-40-202	10
3	Kinder	gelb	22 mm I.D.	35-40-203	10
4	Erwachsene klein	rot	22 mm I.D.	35-40-204	10
5	Erwachsene mittel	violett	22 mm I.D.	35-40-205	10
6	Erwachsene groß	blau	22 mm I.D.	35-40-206	10



Fixationsband

latexfrei, zum Einmalgebrauch

Patient	Material	REF	VE
Erwachsene	synthetisches Gummi	35-30-255	10



Fixationsbänder

für Beatmungsmasken zum Einmalgebrauch
Material: Schaumstoff

für Maske	Länge	REF	VE
# 1	350 mm	35-40-610	10
# 2-3	500 mm	35-40-611	10
# 4-6	600 mm	35-40-633	10



PVC-Beatmungsbeutel

zum Einmalgebrauch

Erwachsene 1800 ml	REF	VE
mit 40 cmH ₂ O Druckbegrenzer	85-10-100	1
ohne Druckbegrenzer	85-10-101	1



Kinder 500 ml	REF	VE
mit 40 cmH ₂ O Druckbegrenzer	85-10-200	1
ohne Druckbegrenzer	85-10-201	1



Babys 250 ml	REF	VE
mit 40 cmH ₂ O Druckbegrenzer	85-10-300	1
ohne Druckbegrenzer	85-10-301	1



Masken

CPAP-Beatmungssets

Einpatientengebrauch

bestehend aus:

CPAP-Maske, Fixationsband, PEEP-Ventil, einstellbar von 5-20 cmH₂O und Adapter für 22 mm Schlauchanschluss

Größe	REF	VE
mittel	35-45-001	1
groß	35-45-002	1

dgl., jedoch mit PEEP-Ventil, einstellbar von 2,5-10 cmH₂O

Größe	REF	VE
mittel	35-45-003	1
groß	35-45-004	1

CPAP-Masken

mit belüftbarem Kissen und mit Adapter REF 60-50-007

Größe	REF	VE
mittel	35-40-100	5
groß	35-40-000	5



PEEP-Ventile

zum Einmalgebrauch, MRT-tauglich

einstellbar	REF	VE
5-20 cmH ₂ O, blau	85-13-002	1
2,5-10 cmH ₂ O, grün	85-13-004	1



30 I.D.

PEEP-Ventile

autoklavierbar bis 134°C, MRT-tauglich

einstellbar	REF	VE
5-20 cmH ₂ O, blau	80-13-002	1
2,5-10 cmH ₂ O, grün	80-13-004	1




30 I.D.

Fixationsband

latexfrei, zum Einmalgebrauch

REF 35-30-255 VE 10



Adapter

zum Einmalgebrauch

REF 60-50-007 VE 10



29 I.D./
32 A.D.

22 A.D.