




## SUPPORTS BRAS

Socles et fixations au choix selon tableau

### Supports pour tubes en anesthésie avec système flexible

- ajustables en hauteur, longueur du support: 38 cm






	Marguerite	Marguerite, orientable	Marguerite, double autobloquante	Fixation pour deux tubes	Fixation pour les tubes co-axiaux
 Socle pour rail standard	REF 73-512-04	REF 73-512-14	REF 73-512-44	REF 73-512-23	REF 73-512-25
 Socle universel	REF 73-532-04	REF 73-532-14	REF 73-532-44	REF 73-532-23	REF 73-532-25
 Socle à serrage rapide pour rail standard	REF 73-542-04	REF 73-542-14	REF 73-542-44	REF 73-542-23	REF 73-542-25

### Supports pour tubes en anesthésie avec articulation et système flexible

- ajustables en hauteur, longueur du support: 45 cm



	Marguerite	Marguerite, orientable	Marguerite, double autobloquante	Fixation pour deux tubes	Fixation pour les tubes co-axiaux
 Socle pour rail standard	REF 74-412-04	REF 74-412-14	REF 74-412-44	REF 74-412-23	REF 74-412-25
 Socle universel	REF 74-432-04	REF 74-432-14	REF 74-432-44	REF 74-432-23	REF 74-432-25
 Socle à serrage rapide pour rail standard	REF 74-442-04	REF 74-442-14	REF 74-442-44	REF 74-442-23	REF 74-442-25

## SUPPORTS AVEC TROIS ARTICULATIONS

fixations au choix selon tableau

- trois articulations, une seule poignée de serrage
- manipulation rapide et facile
- grande qualité, solidité et longévité
- ajustables dans toutes les positions souhaitées

### Supports pour tubes en anesthésie avec trois articulations et socle universel

- disponibles en deux longueurs



	Marguerite	Marguerite, autobloquante
Longueur: 30 cm	REF 70-131-04	REF 70-131-44
Longueur: 50 cm	REF 70-231-04	REF 70-231-44

### Supports pour tubes respirateurs avec trois articulations, tête pendulaire et socle universel

- disponibles en deux longueurs



	Fixation pour un tube	Fixation pour deux tubes Matériau: Métal	Fixation pour deux tubes Matériau: Plastique	Marguerite, double autobloquante, petite	Marguerite, double autobloquante, grande
Longueur: 100 cm	REF 70-353-01	REF 70-353-02	REF 70-353-23S1	REF 70-353-33	REF 70-353-44
Longueur: 120 cm	REF 70-653-01	REF 70-653-02	REF 70-653-23S1	REF 70-653-33	REF 70-653-44

Accessoires et composants sont disponibles selon demande.

## SUPPORTS POUR TRANSDUCTEURS DE PRESSION

avec 3 articulations, socle universel et pièce de serrage pour plaques pour transducteurs de pression

### SUPPORTS POUR TRANSDUCTEURS DE PRESSION

- disponibles en deux longueurs

Longueur	REF
30 cm	70-131-07
50 cm	70-231-07



### SUPPORTS POUR TRANSDUCTEURS DE PRESSION pour plaque pour transducteurs de pression et robinets

autoclavables

Support pour robinets

REF 78-10-000



Support standard

REF 78-20-000




Support universel avec une articulation

REF 78-30-000



Support universel avec deux articulations

REF 78-40-000



### PLAQUES POUR TRANSDUCTEURS DE PRESSION

pour fixation aux supports pour transducteurs de pression



pour 2 transducteurs de pression

REF 79-000-52



pour 2 transducteurs de pression « Braun »

REF 79-000-72

## TUBE-TRAY

### Système de fixation pour tubes respiratoires adultes et pédiatriques

- fixation adaptée des tubes respiratoires de différentes tailles et matériaux grâce à des orifices multiples
- aussi adaptable aux tubes de connexion pour mesure du gaz
- matériaux compatibles pour IRM
- possibilité de fixation ou par derrière ou latéralement par rapport à la tête du patient
- décharge de traction au niveau de la bouche et du visage du patient

### Tube-Tray


droit

REF 77-10-000



angulaire

REF 77-20-000



### Tube-Tray avec coussinet

droit

REF 77-10-900



angulaire

REF 77-20-900



coussinet

REF 77-00-900



### Tube-Tray avec socle pour rail

(non approuvée pour IRM)

REF 77-00-020

