


## TUBE INHALER

Zur Applikation von handelsüblichen Dosieraerosolen an intubierten Patienten  
autoklavierbar, Material: PSU

- kompatibel mit sämtlichen Dosieraerosolen
- Spraystoß während Inspiration
- einfache Handhabung
- keine Unterbrechung der Beatmung
- Absaugöffnung (max. 16 CH)



für Aerosole mit  
Zählmechanismus und  
Standard Aerosole


REF 60-67-009 VE 10



REF 60-65-009 VE 10



REF 60-60-009 VE 10




REF 60-60-209 VE 10

## TUBE INHALER-VERBINDUNGSSCHLÄUCHE

autoklavierbar, Material: Silikon (Verbindungsschlauch), PSU (Konnektor)

Länge: 13 cm

REF 65-10-009 VE 10



Länge: 13 cm

REF 65-15-209 VE 10

