


Rescuefix

orale ET Tubusfixation für den Notfall

In Notfallsituationen ist eine schnelle und sichere Tubusfixierung vital. Der Rescuefix ermöglicht eine Fixierung ohne die Verwendung von Pflastern, da die integrierte Klammer den Tubus schnell und sicher fixiert. Das teilbare Halsband ist in der Länge einstellbar und somit auch für Patienten mit HWS-Schiene geeignet.



Patient	Farbe	für ET Tubus	REF	VE
Kinder	gelb	5,0 - 6,5 mm	40-9005-111	10
Erwachsene	weiß	7,0 - 10,0 mm	40-9005-333	10



Guedel Tubus

Oropharyngealer Luftweg mit Möglichkeit zur ET Tubusfixation

- Schiene und seitliche Klammer ermöglichen Fixation des ET Tubus' direkt am Guedel Tubus
- harter Beißblock, jedoch weicher Tubus
- gleichbleibendes Lumen ermöglicht die Verwendung von Absaugkathetern maximaler Größe
- seitliche Öffnung mit glatter Innenfläche erleichtert Absaugung



zum Einmalgebrauch, steril

Größe	Farbe	REF	VE
000	hellblau	40-20-007-1	30
00	dunkelblau	40-20-008-1	30
0	schwarz	40-20-009-1	30
1	weiß	40-20-010-1	30
2	grün	40-20-020-1	30
3	gelb	40-20-030-1	30
4	rot	40-20-040-1	30
5	violett	40-20-050-1	30

zum Einmalgebrauch, steril mit elastischem Halsband

Größe	Farbe	REF	VE
000	hellblau	40-26-007-1	30
00	dunkelblau	40-26-008-1	30
0	schwarz	40-26-009-1	30
1	weiß	40-26-010-1	30
2	grün	40-26-020-1	30
3	gelb	40-26-030-1	30
4	rot	40-26-040-1	30
5	violett	40-26-050-1	30

Beißblock

Orale Tubusfixation für Endotrachealtuben, Larynx-Tuben und Larynx Masken

- Tubus klappt in den Beißblock und wird somit vor Okklusion geschützt



zum Einmalgebrauch, steril

Größe	passend für	Größe	REF	VE
4	ET Tubus	6,5 - 8,0 mm	40-60-040-1	10
5	ET Tubus Larynx-Tubus LT Larynx-Maske	8,5 - 11,0 mm # 2 + 2,5 # 2 + 2,5	40-60-050-1	10
6	Larynx-Tubus Larynx-Maske	# 3, 4, 5 # 3, 4, 5	40-60-060-1	10

zum Einmalgebrauch, steril mit elastischem Halsband

Größe	passend für	Größe	REF	VE
4	ET Tubus	6,5 - 8,0 mm	40-66-040-1	20
5	ET Tubus Larynx-Tubus LT Larynx-Maske	8,5 - 11,0 mm # 2 + 2,5 # 2 + 2,5	40-66-050-1	20
6	Larynx-Tubus Larynx-Maske	# 3, 4, 5 # 3, 4, 5	40-66-060-1	20