

# Masques

## Masques en silicone

**Masques Rendell Baker**  
autoclavables à 134°C / 10-18 mn

Taille	Patient	REF	boîte
0	Nouveau-né	<b>35-60-000</b>	10
1	Bébé	<b>35-60-001</b>	10
2	Petit enfant	<b>35-60-002</b>	10
3	Enfant	<b>35-60-003</b>	10



### Masques, ronds

autoclavables à 134°C / 10-18 mn

Taille	Patient	REF	boîte
0	Nouveau-né	<b>80-11-000</b>	10
1	Bébé	<b>80-11-001</b>	10
2	Enfant	<b>80-11-002</b>	10



## Masques en Silicone

**coque rigide en polysulfone (PSU),  
bouffeur d'étanchéité gonflable en silicone**  
autoclavables à 134°C / 10-18 mn

Taille	Patient	Couleur	REF	boîte
2	Enfant	vert	<b>35-70-222</b>	1
3	Adulte petit	jaune	<b>35-70-223</b>	1



## Masques avec coque rigide en polysulfone

autoclavables à 134°C / 10-18mn

Taille	Patient	Couleur	REF	boîte
3	Enfant	jaune	<b>80-11-003</b>	10



## Bi-Masque

**masques en silicone avec armature interne en plastique (PSU)**  
autoclavables à 134°C / 10-18 mn

Taille	Patient	Couleur	REF	boîte
3	Enfant	jaune	<b>35-65-223</b>	1



## Crochets

en métal, Ø 33 mm  
convient pour les masques  
avec coque en plastique

**REF 80-11-266** boîte 10



en polysulfone (PSU), Ø 30-33 mm  
convient pour le Bi-Masque


**REF 35-60-266** boîte 10



## Masques faciaux

avec bouffeur d'étanchéité gonflable, usage unique, Matériau: PVC

Taille	Patient	Couleur	Connexion	REF	boîte
1	Bébé	-	15 mm D.E.	<b>35-40-201</b>	10
2	Nourrisson	-	15 mm D.E.	<b>35-40-202</b>	10
3	Enfant	jaune	22 mm D.I.	<b>35-40-203</b>	10
4	Adulte petit	rouge	22 mm D.I.	<b>35-40-204</b>	10



# Insufflateurs

## Insufflateurs réutilisables en silicone

autoclavables à 134°C

**Adulte 2000 ml,**  
avec poignée

REF boîte

avec régulateur de pression  
40 cm d'H<sub>2</sub>O  
sans régulateur de pression

**82-10-100** 1  
**82-10-101** 1



**Enfant 500 ml**

REF boîte

avec régulateur de pression  
40 cm d'H<sub>2</sub>O  
avec manomètre

**80-10-200** 1  
**80-10-251** 1



**Nourrisson 250 ml**

REF boîte

avec régulateur de pression  
40 cm d'H<sub>2</sub>O  
avec régulateur de pression  
20 cm d'H<sub>2</sub>O  
sans régulateur de pression  
avec manomètre  
avec manomètre grand

**80-10-300** 1  
**80-10-306** 1  
**80-10-301** 1  
**80-10-351** 1  
**80-10-352** 1



## Insufflateurs en PVC

usage unique

**Adulte 1800 ml**

REF boîte

avec régulateur de pression  
40 cm d'H<sub>2</sub>O  
sans régulateur de pression

**85-10-100** 1  
**85-10-101** 1



**Enfant 500 ml**

REF boîte

avec régulateur de pression  
40 cm d'H<sub>2</sub>O

**85-10-200** 1



**Nourrisson 250 ml**

REF boîte

avec régulateur de pression  
40 cm d'H<sub>2</sub>O

**85-10-300** 1



## Ballons réservoirs

usage unique

Taille	REF	boîte
2600 ml	<b>80-12-010</b>	5
1800 ml	<b>80-12-015</b>	5
600 ml	<b>80-12-020</b>	5



## Valves pour réservoir

autoclavable à 134°C

REF 80-12-030 boîte 1



idem, mais usage unique

REF 85-12-030 boîte 1

## Valves de PEEP

autoclavables à 134°C, approuvées pour IRM

**2,5-10 cm d'H<sub>2</sub>O, vert** REF boîte

22 mm D.E.	<b>80-13-001</b>	1
30 mm D.I.	<b>80-13-004</b>	1



idem, mais usage unique,  
approuvées pour IRM

**2,5-10 cm d'H<sub>2</sub>O, vert** REF boîte

22 mm D.E.	<b>85-13-001</b>	1
30 mm D.I.	<b>85-13-004</b>	1

## Adaptateurs de valve de PEEP

autoclavable à 134°C

REF 80-13-003 boîte 1



idem, mais usage unique

REF 85-13-003 boîte 1