

Brassards

Caractéristiques produit

Poche interne en silicone

- Grâce à son matériau en silicone élastique la pression est répartie sur la largeur du brassard et donc fonctionne comme un brassard basse-pression (plus large est le brassard, plus basse est la pression de gonflage)
- Matériau solide de grande qualité
- Sans latex

Bandes de sécurité

- Permettent un positionnement facile et sûr
- Avec code de couleur pour identifier les différentes tailles

Tube en silicone

- Ne plie pas
- Ne devient pas poreux
- Sans latex

Raccords „positive locking“

- Pour une connexion et une déconnexion aisées
- Pour un gonflage sûr et sans fuite

Brassards coniques

- Recommandés pour les personnes obèses

Brassards simples



Brassards en tissu

- Lavables à 60°C
- La poche interne et l'enveloppe en tissu peuvent être remplacées le cas échéant



Brassards en silicone

- Autoclavables à 134°C (10-18 mn)
- Facile à nettoyer, séchage rapide



Brassards en silicone/velcro

- Autoclavables à 134°C (10-18 mn)
- Enveloppe en velcro peut être remplacée le cas échéant
- Facile à nettoyer et séchage rapide



Dispo Cuff

- Stériles, emballage pelable
- Prix faible, pour patient unique
- Brassard soudé à profil bas
- Elimine le risque de contamination croisée




Slim Cuff

- Lavables à 60°C
- Brassard soudé à profil bas

Patient, Taille					
Nourrisson 20 cm	20-54-700	—	20-64-700	20-34-700SLZ-1	20-74-700
Enfant 30 cm	20-54-710	20-94-710	20-64-710	20-34-710SLZ-1	20-74-710
Bras 35 cm	20-54-711	20-94-711	20-64-711	20-34-711SLZ-1	20-74-711
Bras 46 cm	20-54-712	20-94-712	20-64-712	20-34-712SLZ-1	20-74-712
Mollet 46 cm	20-54-512 conique	—	—	20-34-715SLZ-1 conique	20-74-715 conique
Jambe 61 cm	droit 20-54-722 conique 20-54-522	20-94-722	20-64-722	20-34-722SLZ-1 conique	20-74-722 conique
Jambe 76 cm	droit 20-54-727 conique 20-54-527	20-94-727	20-64-727	20-34-727SLZ-1 conique	20-74-727 conique
Jambe 86 cm	droit 20-54-728 conique 20-54-528	20-94-728	20-64-728	20-34-728SLZ-1 conique	20-74-728 conique
Jambe 107 cm	20-54-729	20-94-729	20-64-729	20-34-729SLZ-1 conique	20-74-729 conique

Housses pour brassards

les housses de protection permettent de protéger les brassards des risques de souillures et d'agressions des adhésifs par exemple



REF	Taille	boîte
REF 20-11-111	petit	50
REF 20-11-111-1	idem mais stérile	50
REF 20-11-333	moyen	50
REF 20-11-333-1	idem mais stérile	50
REF 20-11-222	large	50
REF 20-11-222-1	idem mais stérile	50

Bande de mesure

avec code couleur, afin d'identifier facilement le brassard correspondant à la taille du membre, réutilisable

boîte 10 REF 20-95-111

idem, mais à usage unique (boîte 1 rouleau de 50 bandes)

boîte 1 REF 20-95-222



Brassards doubles



Brassards en tissu

- Lavables à 60°C
- La poche interne et l'enveloppe en tissu peuvent être remplacées le cas échéant



Brassards en silicone

- Autoclavables à 134°C (10-18mn)
- Facile à nettoyer, séchage rapide



Brassards en silicone/velcro

- Autoclavables à 134°C (10-18mn)
- Enveloppe en velcro peut être remplacée le cas échéant
- Facile à nettoyer et séchage rapide



Dispo Cuff

- Stériles, emballage pelable
- Prix faible, pour patient unique
- Brassard soudé à profil bas
- Elimine le risque de contamination croisée rapide

Patient, Taille	Brassards en tissu	Brassards en silicone	Brassards en silicone/velcro	Dispo Cuff
Nourrisson 20 cm	20-50-700	—	20-60-700	—
Enfant 30 cm	20-50-710	20-90-710	20-60-710	20-30-710SLZ-1
Bras 35 cm	20-50-711	20-90-711	20-60-711	—
Bras 46 cm	20-50-712	20-90-712	20-60-712	20-30-712SLZ-1
Jambe 61 cm	20-50-722	20-90-722	20-60-722	20-30-722SLZ-1
Jambe 76 cm	20-50-727	—	20-60-727	—
Jambe 86 cm	20-50-728	—	—	—
Jambe 107 cm	20-50-729	—	—	—

