

# Perfuseurs à pression automatique

Pour l'irrigation pendant l'arthroscopie, la laparoscopie et l'hystérocopie

## Caractéristiques produit

### Régulateur de pression de précision

- grande précision de régulation
- maintien de la pression sélectionnée et garantie de la compensation automatique
- pression max.: 300 mmHg

### Couvercle de protection

- protection des éléments de contrôle contre les écoulements de liquides

### Tuyau spiralé

- scellé à l'appareil
- sans risque de fuite
- avec connexion Luer Lock mâle

### Socle universel

- position horizontale ou verticale pour une fixation sur pied roulant ou rail

## Perfuseur à pression 100 avec sortie simple

branchement sur source d'air comprimé

complet avec 4 m tube d'admission

avec socle universel           **REF 52-13-100**

sur pied roulant avec panier   **REF 52-15-100**



## Perfuseur à pression 200 avec switch pour connexion à deux manchettes à pression

branchement sur source d'air comprimé

complet avec 4 m tube d'admission

avec socle universel           **REF 52-13-200**

sur pied roulant avec panier   **REF 52-15-200**



## Perfuseur à pression 200 ELC avec switch pour connexion à deux manchettes à pression

branchement sur secteur 230, 110 ou 100 VAC

avec socle universel           **REF 52-13-200 ELC**

sur pied roulant avec panier   **REF 52-15-200 ELC**

