


VBM Blutsperremanschetten, konisch

VBM bietet eine Vielfalt von konischen Manschetten an. Konische Manschetten haben ein bogenförmiges Design, welche beim Anlegen distal einen kleineren Durchmesser als proximal haben. Sie verbessern den Patientenkomfort, bieten eine gute Passform bei konischen Extremitäten, vermindern so das Risiko von mechanischen Scherkräften und garantieren eine effektive Blutsperre.

Stoffmanschetten

- Waschbar, wiederverwendbar
- Silikon-Blase und Stoffhülle austauschbar

Extremität	Größe	REF	VE
Arm/Unterschenkel	46 cm	20-54-512	1
Bein	61 cm	20-54-522	1
Bein	76 cm	20-54-527	1
Bein	86 cm	20-54-528	1



Dispo Cuffs

- Steril verpackt
- Dünne, verschweißte Manschette (keine Blase)
- Vermindert Kontaminationsrisiko

Extremität	Größe	REF	VE
Unterschenkel	46 cm	20-34-715SLZ-1	10
Bein	61 cm	20-34-722SLZ-1	10
Bein	76 cm	20-34-727SLZ-1	10
Bein	86 cm	20-34-728SLZ-1	10
Bein	107 cm	20-34-729SLZ-1	10

