


Brassards VBM, coniques

VBM propose une large gamme de brassards coniques. Les brassards coniques ont un design particulier avec un diamètre distal plus étroit que proximal dès qu'ils sont positionnés. Donc le confort du patient est amélioré et ils s'adaptent parfaitement aux membres. Pour ces raisons, ils réduisent le risque de cisaillement mécanique et garantissent une occlusion effective du membre.

Brassards en tissu

- Lavables et réutilisables
- Possibilité de remplacer la poche en silicone et l'enveloppe en tissu

Membre	Taille	REF	Boîte
Bras/Mollet	46cm	20-54-512	1
Jambe	61cm	20-54-522	1
Jambe	76cm	20-54-527	1
Jambe	86cm	20-54-528	1



Dispo Cuffs

Brassards à usage unique

- Stériles, emballage pelable
- Brassards soudés à profil bas (pas de poche)
- Éliminent le risque de contamination croisée

Membre	Taille	REF	Boîte
Mollet	46 cm	20-34-715SLZ-1	10
Jambe	61 cm	20-34-722SLZ-1	10
Jambe	76 cm	20-34-727SLZ-1	10
Jambe	86 cm	20-34-728SLZ-1	10
Jambe	107 cm	20-34-729SLZ-1	10



VBM France sarl

ZAC de la Ferrage | Avenue Maréchal Leclerc | 13980 Alleins
Tél: 04 42 46 79 53 | Fax: 04 42 46 79 54 | e-mail: info@vbm-medical.fr

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 | DE-72172 Sulz a.N. | Germany
Tel.: +49 7454 / 959610 | Fax: +49 7454 / 959633
e-mail: info@vbm-medical.de | www.vbm-medical.de

