

# VBM Slim Cuff

Die neuen VBM Slim Cuffs ergänzen die breite Produktpalette an VBM Manschetten. Die verschweißte Manschette ermöglicht ein sehr flaches Profil. Dadurch ist die Manschette extrem leicht und kann einfach angelegt werden.



- Material: Nylon, einfache Reinigung für mehrfache Anwendung, bei 60°C waschbar
- farbcodierte Fixierbänder ermöglichen einfaches Anlegen und Sichern der Manschette
- knickresistenter Silikonschlauch mit Schnellverschlusskupplung
- kostengünstige Alternative zu Stoff- oder Silikonmanschetten

## konische Form

- bietet eine optimale Verteilung des Drucks
- passend für Extremitäten unterschiedlicher Form und Größe
- kein Abrollen der Manschette, dank stabilisierendem Splint

Einfachmanschette gerade Ausführung		
REF	Bezeichnung	Maße
20-74-700	Baby	20 x 5 cm
20-74-710	Kinder	30 x 6 cm
20-74-711	Arm	35 x 8 cm
20-74-712	Arm, lang	46 x 10 cm

Einfachmanschette konische Ausführung		
REF	Bezeichnung	Maße
20-74-715	Arm/ Unterschenkel	46 x 12 cm
20-74-722	Bein	61 x 12 cm
20-74-727	Bein, lang	76 x 12 cm
20-74-728	Bein, extra lang	86 x 12 cm
20-74-729	Bein, super lang	107 x 12 cm

**VBM** Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 | DE-72172 Sulz a.N. | Germany  
Tel.: 0 7454 / 959650 | Fax: 0 7454 / 959633 | e-mail: verkauf@vbm-medical.de | www.vbm-medical.de



CE  
0123

