


VBM Bi-Masque

Le nouveau Bi-Masque flexible de VBM. Un design unique avec combinaison de deux matériaux: le silicone souple assure le confort du patient, l'armature rigide interne donne au masque sa stabilité, permet une manipulation aisée et assure une étanchéité parfaite.



Bi-Masque

sans latex, autoclavable à 134°C / 10-18 mn

Taille	Patient	Couleur	REF	boîte
3	Adulte petit	jaune	35-65-223	1
4	Adulte moyen	rouge	35-65-224	1
5	Adulte grand	violet	35-65-225	1
6	Adulte très grand	bleu	35-65-226	1



Crochet

Ø 30-33 mm,
polysulfone (PSU)


REF 35-60-266
boîte 10



Harnais

sans latex, autoclavable à 134°C
matériau: silicone

Patient	REF	boîte
Enfant	35-70-155	10
Adulte	35-70-255	10



VBM France sarl

ZAC de la Ferrage, Avenue Maréchal Leclerc, 13980 Alleins
Tél: 04 42 46 79 53, Fax: 04 42 46 79 54, e-mail: info@vbm-medical.fr

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 • DE-72172 Sulz a.N. • Germany
Tel.: +49 7454 / 959610 • Fax: +49 7454 / 959633
e-mail: info@vbm-medical.de • www.vbm-medical.de

CE
0123

