

VBM Rescuefix

Orale Tubusfixation für den Notfall mit integriertem Beißblock

In Notfallsituationen ist eine schnelle und sichere Tubusfixierung vital. Der Rescuefix ermöglicht eine Fixierung ohne die Verwendung von Pflastern, da die integrierte Klammer den Tubus schnell und sicher fixiert.

Führungsstab

- Halsband kann problemlos unter dem Nacken des Patienten durchgeführt werden

Beißblock

- verhindert Okklusion des Tubus'

Teilbares Halsband

- ermöglicht eine sichere Fixation, Länge einstellbar, auch für Patienten mit HWS-Schiene geeignet

große Schaumstoffunterlage

- verhindert Druckstellen

Öffnungen

- Zugang zum Mund (Absaugung) möglich

Flange

- flexibel, passt sich individuell der Gesichtsform an

Klammer

- garantiert eine schnelle und sichere Fixierung des Tubus' ohne die Verwendung von Pflastern oder Schraube

RESCUEFIX

Patient	Farbcodierung	für ET Tubus	REF	VE
Kinder	gelb	5,0 - 6,5mm	40-9005-111	10
Erwachsene	weiß	7,0 - 10,0mm	40-9005-333	10

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 • DE-72172 Sulz a.N. • Germany

Tel.: 07454 / 959650 • Fax: 07454 / 959633 • e-mail: verkauf@vbm-medical.de • www.vbm-medical.de

