

VBM Infusor 500 / 1000

Transparente Druckinfusionsmanschette zur schnellen Verabreichung von Spül- und Infusionslösungen.

■ transparent

- ermöglicht klare Sicht auf Beutel und Inhalt

■ Umschlage-Design

- Beutel schnell und leicht austauschbar
- gleichmäßige Druckausübung auf kompletten Beutel

■ PU-Material

- leicht zu reinigen
- wiederverwendbar
- robust
- latexfrei



3-Wege-Hahn

- ermöglicht schnelle und vollständige Entlüftung der Manschette



großes Handgebläse

- für schnelle Belüftung

Bestellinformation

Manschette mit folgenden drei Optionen zur Druckkontrolle lieferbar:

- **schockresistentes Präzisionsmanometer**
 - genaue Druckkontrolle
 - überdruckgesichert
 - stoßfest und langlebig

VBM Infusor 500 ml
REF 57-08-050



VBM Infusor 1000 ml
REF 57-08-100

- **kostengünstiges Präzisionsmanometer**
 - genaue Druckkontrolle
 - Überdruck gesichert

VBM Infusor 500 ml
REF 57-06-050



VBM Infusor 1000 ml
REF 57-06-100

- **Druckindikator**

VBM Infusor 500 ml
REF 57-02-050



VBM Infusor 1000 ml
REF 57-02-100

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 | DE-72172 Sulz a.N. | Germany

Tel.: 0 74 54 / 95 96 50 | Fax: 0 74 54 / 95 96 33 | e-mail: verkauf@vbm-medical.de | www.vbm-medical.de

