

VBM Schlauchhalterungen

Anästhesieschlauchhalterungen mit Flexwelle

- höhenverstellbar, Stativlänge: 38 cm
- Klaue und Halterung wahlweise gemäß Tabelle



	Universal-Schlauchhalterungsplatte	Universal-Schlauchhalterungsplatte, drehbar	Universal-Schlauchhalterungsplatte, klemmbar	Zweischlauchhalterung	Halterung für co-axiale Systeme
Universal-Schienenklaue	REF 73-512-04	REF 73-512-14	REF 73-512-44	REF 73-512-23	REF 73-512-25
Universalklammer	REF 73-532-04	REF 73-532-14	REF 73-532-44	REF 73-532-23	REF 73-532-25
Schnellverschluss-Schienenklaue	REF 73-542-04	REF 73-542-14	REF 73-542-44	REF 73-542-23	REF 73-542-25

Anästhesieschlauchhalterungen mit einem Gelenk und Flexwelle

- höhenverstellbar, Stativlänge: 45 cm
- Klaue und Halterung wahlweise gemäß Tabelle



	Universal-Schlauchhalterungsplatte	Universal-Schlauchhalterungsplatte, drehbar	Universal-Schlauchhalterungsplatte, klemmbar	Zweischlauchhalterung	Halterung für co-axiale Systeme
Universal-Schienenklaue	REF 74-412-04	REF 74-412-14	REF 74-412-44	REF 74-412-23	REF 74-412-25
Universalklammer	REF 74-432-04	REF 74-432-14	REF 74-432-44	REF 74-432-23	REF 74-432-25
Schnellverschluss-Schienenklaue	REF 74-442-04	REF 74-442-14	REF 74-442-44	REF 74-442-23	REF 74-442-25





Stative mit 3 Gelenk System

- 3 Gelenke werden mit nur einem Feststellknopf fixiert
- einfache und schnelle Handhabung
- robust und stabil
- Einstellmöglichkeit in jede beliebige Position

Beatmungsschlauchhalterungen mit 3 Gelenken und Universalklammer

- erhältlich in den Längen: 30 cm und 50 cm
- Halterung wahlweise gemäß Tabelle



	Universal-Schlauchhalterungsplatte	Universal-Schlauchhalterungsplatte, klemmbar
Länge: 30 cm		
	REF 70-131-04	REF 70-131-44
Länge: 50 cm		
	REF 70-231-04	REF 70-231-44



Respirationsstative mit 3 Gelenken, Pendelkopf und Universalklammer

- erhältlich in den Längen: 100 cm und 120 cm
- Halterung wahlweise gemäß Tabelle

	Einschlauchhalterung	Zweischlauchhalterung aus Metall	Zweischlauchhalterung aus Kunststoff	Universal-Schlauchhalterungsplatte klein, klemmbar	Universal-Schlauchhalterungsplatte groß, klemmbar
Länge: 100 cm					
	REF 70-353-01	REF 70-353-02	REF 70-353-23	REF 70-353-33	REF 70-353-44
Länge: 120 cm					
	REF 70-653-01	REF 70-653-02	REF 70-653-23	REF 70-653-33	REF 70-653-44