

# Accessoires

**Crochet**  
en métal, Ø 33mm  
REF 80-11-266




**Crochet**  
en PSU, Ø 30-33mm  
REF 35-60-266



**Harnais de fixation, sans latex, autoclavables à 134°C**

Patient	matériau	REF	boîte
enfant	silicone	35-70-155	10
adulte	silicone	35-70-255	10



**Tube O<sub>2</sub>** en PVC   
longueur: 2m, à usage unique  
REF 85-17-000



**Tube de connexion avec raccord**  
en silicone, complètement autoclavable à 134°C,  
sert de prolongation entre l'insufflateur et la valve patient  
REF 80-22-040



**Valve d'admission pour valve à la demande,**  
complet  
matériau: aluminium, autoclavable à 134°C

Connexion pour  
- valve à la demande (photo 1)  
avec adaptateur supplémentaire, connexion pour  
- valve pour réservoir avec ballon réservoir et tube O<sub>2</sub>  
(photo 2)

REF 80-16-900



**Valves de PEEP, autoclavables à 134°C**

	REF
2.5-10cmH <sub>2</sub> O, 22mm D.E., vert	80-13-001
2.5-10cmH <sub>2</sub> O, 30mm D.I., vert	80-13-004
5-20cmH <sub>2</sub> O, 30mm D.I., bleu	80-13-002
5-20cmH <sub>2</sub> O, 22mm D.E., bleu	80-13-005



**Adaptateur de valve de PEEP**  
pour connexion de la valve de PEEP,  
autoclavable à 134°C  
REF 80-13-003



**Valve pour réservoir**  
autoclavable à 134°C  
REF 80-12-030



**Ballons réservoir **  
à usage unique

Taille	REF	boîte
2600ml	80-12-010	5
600ml	80-12-020	5



**Attache** en silicone  
autoclavable à 134°C,  
utilisable avec tous les insufflateurs  
REF 80-10-999



**Socle pour rail**  
avec attache pour  
insufflateurs  
REF 79-025-00



# Insufflateur VBM en silicone

sans latex, autoclavable à 134°C



**Adultes 2000ml avec poignée**  
- avec régulateur de pression 40cmH<sub>2</sub>O REF 82-10-100  
- sans régulateur de pression REF 82-10-101

**Enfants 500ml**  
- avec régulateur de pression 40cmH<sub>2</sub>O REF 80-10-200  
- avec manomètre pour contrôler la pression REF 80-10-251



**Nourrissons 250ml**  
- avec régulateur de pression 40cmH<sub>2</sub>O REF 80-10-300  
- avec manomètre pour contrôler la pression REF 80-10-351

# Masques en silicone, sans latex, autoclavables à 134°C

## Masques avec bourrelet d'étanchéité gonflable

Taille	patient	couleur	sans crochet REF	avec crochet en métal REF	avec crochet en PSU REF	boîte
2	enfant	vert	35-70-222	35-71-222	35-72-222	1
3	adulte petit	jaune	35-70-223	35-71-223	35-72-223	1
4	adulte moyen	rouge	35-70-224	35-71-224	35-72-224	1
5	adulte grand	violet	35-70-225	35-71-225	35-72-225	1
6	adulte très grand	bleu	35-70-226	35-71-226	35-72-226	1



## Masques pour enfants

### Masques Rendell Baker

Taille	patient	REF	boîte
0	nouveau-né	35-60-000	10
1	bébé	35-60-001	10
2	nourrissons	35-60-002	10
3	enfant	35-60-003	10



### Masques, ronds

Taille	patient	REF	boîte
0	nouveau-né	80-11-000	10
1	bébé	80-11-001	10
2	nourrissons	80-11-002	10



## Masques pour adultes

### Masques avec coque en plastique

Taille	patient	REF	boîte
3	adulte petit	80-11-003	10
4	adulte moyen	80-11-004	10
5	adulte grand	80-11-005	10



### Masques en silicone

Taille	patient	REF	boîte
3	adolescent / adulte petit	35-60-223	1
4	adulte moyen	35-60-224	1
5	adulte grand	35-60-225	1



# Sets complets

## Set d'insufflateur pour adultes

livré complet dans un coffre transparent avec :

- insufflateur en silicone 2000ml avec poignée
- masque avec bourrelet d'étanchéité gonflable taille 5
- valve pour réservoir
- ballon réservoir 2600ml
- 2m de tube O<sub>2</sub>

REF 82-10-190

## Set d'insufflateur pour enfants

livré complet dans un coffre transparent avec :

- insufflateur en silicone 500ml
- masque avec bourrelet d'étanchéité gonflable taille 3
- valve pour réservoir
- ballon réservoir 2600ml
- 2m de tube O<sub>2</sub>

REF 82-10-290

## Set d'insufflateur pour nourrissons

livré complet dans un coffre transparent avec :

- insufflateur en silicone 250ml
- masque, rond, taille 1
- valve pour réservoir
- ballon réservoir 600ml
- 2m de tube O<sub>2</sub>

REF 80-10-390

Coffre pour insufflateur enfant et nourrisson  
Coffre pour insufflateur adulte

REF 80-10-080  
REF 80-10-090



# Malettes de réanimation

## Malette de réanimation pour adultes

complet avec :

- insufflateur en silicone 2000ml avec poignée
- masques avec bourrelet d'étanchéité gonflable tailles 3, 4, 5
- canules de Guedel tailles 3, 4, 5

REF 30-92-100

## Malette de réanimation pour enfants

complet avec :

- insufflateur en silicone 500ml
- masque, rond, taille 1
- masques avec bourrelet d'étanchéité gonflable tailles 2, 3
- canules de Guedel tailles 0, 1, 2

REF 30-92-200

## Malette de réanimation pour nourrissons

complet avec :

- insufflateur en silicone 250ml
- masques, ronds, tailles 0, 1
- masque avec bourrelet d'étanchéité gonflable taille 2
- canules de Guedel tailles 00, 0, 1

REF 30-92-300



Support pour fixation murale  
pour malette de réanimation  
REF 30-91-001

